




AndraBallon®

PTA-Katheter

Der neue **AndraBallon®** repräsentiert die neue Generation von nicht-konformen PTA-Kathetern, die für die Dilatation großvolumiger Gefäße optimiert sind und sich besonders als Einführsystem für die Intervention mit dem AndraStent eignen.

Hochwertiger Ballon

- Optimierte Faltpbarkeit für besseres Einrollen und einfaches Repassieren
- Koaxiales Schaftdesign für schnelle Inflation und Deflation
- Optimierter PTA-Ballon für die Stentdilatation
- 2 Pt/Ir-Röntgenmarker auf dem Innenschaft
- Nicht-nachgiebiger Ballon aus PA für hohen Druck



Technische Daten

Katheterlänge	120 cm
Empfohlene Schleuse	7F – 13F
Ballondurchmesser	10 mm – 32 mm
Ballonlänge	20 mm – 60 mm
Führungsdraht max.	0.038" (0,89 mm)



Sie haben Fragen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232 291691



AndraBalloon®

PTA-Katheter

Bestellnummer	Durchmesser/Länge in mm	Nominaler Druck in kPa (bar)	Nenn-Berstdruck in kPa (bar)	Einführschleuse Ø in Fr
ABL 10/20-1 200 ABL 10/30-1 200 ABL 10/40-1 200	10/20 10/30 10/40	400 (4)	1.000 (10)	7
ABL 12/20-1 200 ABL 12/30-1 200 ABL 12/40-1 200	12/20 12/30 12/40	400 (4)	1.000 (10)	7
ABXL 14/30-1 200 ABXL 14/40-1 200 ABXL 14/60-1 200	14/30 14/40 14/60	400 (4)	1.000 (10)	8
ABXL 16/30-1 200 ABXL 16/40-1 200 ABXL 16/60-1 200	16/30 16/40 16/60	400 (4)	800 (8)	10
ABXL 18/30-1 200 ABXL 18/40-1 200 ABXL 18/60-1 200	18/30 18/40 18/60	400 (4)	700 (7)	10
ABXL 20/30-1 200 ABXL 20/40-1 200 ABXL 20/60-1 200	20/30 20/40 20/60	400 (4)	700 (7)	11
ABXL 22/40-1 200 ABXL 22/60-1 200	22/40 22/60	400 (4)	700 (7)	11
ABXL 24/40-1 200 ABXL 24/60-1 200	24/40 24/60	400 (4)	700 (7)	12
ABXL 26/40-1 200 ABXL 26/60-1 200	26/40 26/60	400 (4)	700 (7)	13
ABXL 28/40-1 200 ABXL 28/60-1 200	28/40 28/60	400 (4)	700 (7)	13
ABXL 30/40-1 200 ABXL 30/60-1 200	30/40 30/60	400 (4)	600 (6)	13
ABXL 32/40-1 200 ABXL 32/60-1 200	32/40 32/60	400 (4)	600 (6)	13



Sie haben Fragen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232 291691

Angioprot GmbH • Heydenreichstraße 5 • 67346 Speyer
 Website: www.angiopro.de • E-Mail: kontakt@angiopro.de
 Tel.: 06232 291691 • Fax: 06232 291693
 Handelsregister: HRB 52721 • Registergericht: Ludwigshafen
 Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck und Benjamin Rieck