

BALLON DE PTV SIMVALVE FORCE

Ballon supérieur

- Ballon haute pression résistant pour dilater sténoses valvules cardiaques.
- Le pliage avancé du ballon permet un réemballage à profil bas pour un retrait plus facile après dilatation.

Conception du cathéter

- Temps d'inflation et de déflation rapides grâce à l'optimisation de la conception de la tige
- Tige coaxiale conçue pour une meilleure guidabilité et glisse
- Pointe du cathéter courte et souple pour des interventions sûres

Caractéristiques du produit

- Destiné aux procédures de valvuloplastie transluminale percutanée (PTV)
- Large éventail de tailles de 4 mm à 30 mm pour le diamètre.

Caractéristiques techniques

CATÉTER TYPE:	OVER-THE-WIRE (OTW)
LONGUEUR DU CATHÉTER UTILISABLE (CM) :	100
MATÉRIAU DU BALLON :	POLYAMIDE 12
PLIS DU BALLON:	4-6 MM : 3 PLIS 7-12 MM : 6 PLIS 14-30 MM : 8 PLIS



BALLON DE PTV SIMVALVE FORCE



Diamètre du ballon (mm)	Longueur du ballon (mm)					Pression nominale (atm)	RBP (atm)	Compatibilité du fil-guide (pouce)	Boucles d'introduction (Fr)	Taille de la tige (Fr)
	20	30	40	50	60					
4	SVF0420	SVF0430				8	12	0,018"	5	4.5
5	SVF0520	SVF0530				8	12	0,018"	5	4.5
6	SVF0620	SVF0630				8	12	0,018"	5	4.5
7	SVF0720	SVF0730				8	12	0,018"	6	4.5
8	SVF0820	SVF0830				8	12	0,035"	7	6.5
9	SVF0920	SVF0930				6	12	0,035"	7	6.5
10	SVF1020	SVF1030	SVF1040			6	12	0,035"	7	6.5
12	SVF1220	SVF1230	SVF1240	SVF1250	SVF1260	6	12	0,035"	7	6.5
14	SVF1420	SVF1430	SVF1440	SVF1450	SVF1460	5	8	0,035"	8	6.5
16	SVF1620	SVF1630	SVF1640	SVF1650	SVF1660	5	8	0,035"	9	6.5
18	SVF1820	SVF1830	SVF1840	SVF1850	SVF1860	5	8	0,035"	dix	9
20	SVF2020	SVF2030	SVF2040	SVF2050	SVF2060	3	6	0,035"	12	9
22	SVF2220	SVF2230	SVF2240	SVF2250	SVF2260	3	6	0,035"	12	9
24	SVF2420	SVF2430	SVF2440	SVF2450	SVF2460	3	4	0,035"	12	9
26	SVF2620	SVF2630	SVF2640	SVF2650	SVF2660	3	4	0,035"	12	9
28	SVF2820	SVF2830	SVF2840	SVF2850	SVF2860	3	4	0,035"	12	9
30	SVF3020	SVF3030	SVF3040	SVF3050	SVF3060	3	4	0,035"	12	9

Contact

Angiopros GmbH
Heydenreichstraße 5
67346 Speyer
Allemagne

www.angiopro.de
Courriel: contact@angiopro.de
Téléphone: +49 6232 291691 - Télécopieur : +49 6232 291693

